



讓每位工作者都能平安回家！
YOUR SAFETY, OUR CONCERN

醫療布服 產品型錄

美德醫療集團

www.medtecs.com



美德向邦醫療國際股份有限公司（以下簡稱「美德醫療」）是整合醫療保健產品及服務的跨國性供應商，亦是全球醫療耗材之製造及經銷商。主要產品為防護衣、隔離衣、醫療繃帶及工作服等。1989年成立於菲律賓，並在美國、歐洲及亞太地區穩健紮根。於1997年設籍於百慕達，目前總部設在台灣台北，於台灣、菲律賓、中國及柬埔寨等四個國家皆有營運據點，且新加坡設有辦事處。於1999年10月6日在新加坡證券交易所（SESDAQ）上市（自2010年2月26日起轉至新加坡凱利板掛牌），另於2002年12月31日以台灣存託憑證（TDR）方式在台灣證券交易所（TWSE）上市。

美德醫療業務主要可分為代工製造及醫院後勤整合服務兩大領域：

- (1) 製造方面：主要做為醫療用布服暨紡織品，及產業工作服等的製造商，生產基地分佈於菲律賓、中國大陸及柬埔寨，產品主要輸往歐、美，及亞太地區。
- (2) 醫院後勤服務：主要提供台灣及菲律賓醫院用醫療耗材的租賃、洗滌、配送等整合性服務（又稱3L服務），以及醫院洗滌設備和非核心業務的管理服務，就營收觀之，台灣佔九成；菲律賓則佔一成。2018年底，美德醫療全球員工人數為4,738人。該年營收68.3百萬美元。



柬埔寨

員工數：4,000
設備：成衣



菲律賓

員工數：800
設備：織造、染色、成衣、實驗室



中國

設備：醫療設備、托盤和工具包、導管、尿袋、失禁產品



曼哈頓經濟特區

服務：土地/設備租賃、勞工訓練與管理

醫療服飾 1

刷手服	2
護士服	6
病人服	8
隔離衣	10
污衣袋	10
嬰兒服	10
實驗袍	11
睡 衣	12
尿布墊	14

個人防護裝備 16

拋棄式隔離衣	17
拋棄式牙科檢查服	18
拋棄式實驗袍	18
拋棄式保暖夾克	19
拋棄式刷手服	19
拋棄式帽套	20
拋棄式口罩	20
拋棄式連身防護衣	21
拋棄式鞋套	21
拋棄式擔架布	22

床單與毯子 23

各類毯子	24
各類洞巾	28

醫療服飾





刷手服

刷手服領口採V型設計
褲子採用彩色編織束帶
衣服和褲子都可以反穿

纖維成分：100% 聚酯纖維、65%
 聚酯纖維/35% 棉、
 55% 棉/45% 聚酯纖維

面料重量：125gsm - 180gsm

顏 色：白色、其他顏色

尺 寸：XS - 5XL



刷手服

刷手服領口採V型設計
褲子採用彩色編織束帶
衣服和褲子都可以反穿

纖維成分：100% 聚酯纖維、65%
聚酯纖維/35% 棉、
55% 棉/45% 聚酯纖維

面料重量：125gsm - 180gsm

顏色：白色、其他顏色

尺寸：XS - 5XL



刷手服

刷手服領口採時尚設計
褲子採用彩色編織束帶

纖維成分：100%聚酯纖維、65%
聚酯纖維/35%棉、
55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：125gsm - 180gsm

顏色：白色、其他顏色

尺寸：XS - 5XL

刷手服

領口採V型/U型/鈕扣/時尚設計
褲子採用彩色編織束帶或鬆緊帶

纖維成分：100%聚酯纖維、65%
聚酯纖維/35%棉、
55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：125gsm - 180gsm

顏色：白色、其他顏色

尺寸：XS - 5XL





護士服

時尚設計、高級品質、穿著舒適

纖維成分：100% 聚酯纖維、65% 聚酯纖維/
35% 棉、55% 棉/45% 聚酯纖維

面料重量：180gsm - 250gsm

顏色：白色、其他顏色

尺寸：XS - 5XL





病人服

完整覆蓋病人身體，造型簡潔耐看
100% 聚酯纖維的斜紋帶，增加耐用性
綁帶方式包括：背後側綁、背後覆蓋側綁、
背後直接綁帶

纖維成分：100% 聚酯纖維、55% 棉/45%
聚酯纖維

面料重量：108gsm - 140gsm

顏色：單一純色或印花式樣



病人服

完整覆蓋病人身體，造型簡潔耐看
100%聚酯纖維的斜紋帶，增加耐用性
綁帶方式包括：背後側綁、背後覆蓋側綁、
背後直接綁帶

纖維成分：100% 聚酯纖維、55% 棉/45%
聚酯纖維

面料重量：108gsm - 140gsm

顏色：單一純色或印花式樣



哺乳衣

功能性服裝

由重疊的布片形成2個護理切口，袖口上有4個按扣
重量型布料組織

纖維成分：100% 聚酯纖維、55% 棉/45% 聚酯纖維

面料重量：140gsm - 160gsm

顏色：印花式樣





隔離衣

針織袖口

運用綁帶設計確保重疊並防止張開

纖維成分：100% 聚酯纖維、100%
純棉、65% 聚酯纖維/
35% 棉、55% 棉/45% 聚
酯纖維

面料重量：125gsm - 180gsm

顏 色：黃色、其他顏色

尺 寸：單一尺寸

污衣袋

採用穿帶式扣環
傳統的洗衣袋款式

纖維成分：100% 聚酯纖維

面料重量：183gsm

顏 色：黃色、其他顏色



嬰兒服

纖維成分：100% 純棉、55% 棉/45%
聚酯纖維

面料重量：195 - 220gsm

顏 色：白色、其他顏色



實驗袍

翻領設計

前襟可採按扣設計或一般鈕扣

袖口可選擇有/無針織袖口

纖維成分：100% 聚酯纖維、100% 純棉、
65% 聚酯纖維/35% 棉、55% 棉/
45% 聚酯纖維

面料重量：180gsm - 280gsm

顏色：白色、其他顏色

尺寸：XS - 5XL



睡衣

符合BS5722「睡衣用面料阻燃性能」要求
有翻領或V領2種選擇
有長袖或短袖2種選擇

纖維成分：100%阻燃聚酯纖維、55%棉/
45%聚酯纖維

面料重量：125gsm

顏色：單一純色或印花式樣

尺寸：L / XL





睡袍

符合BS5722「睡衣用面料阻燃性能」要求

V領設計


有後開式或套頭式2種選擇

纖維成分：100%阻燃聚酯纖維、55%棉/
45%聚酯纖維

面料重量：125gsm

顏色：單一純色或印花式樣

尺寸：單一尺寸





尿布墊

纖維成分：100% 聚酯纖維

面料重量：460gsm、400gsm

顏色：藍色

尿布墊

表層材質：80%棉/20%聚酯纖維，142gsm


吸濕層材質：70%聚酯纖維/30%人造絲，270gsm

防漏層材質：100%聚氯乙烯纖維，285gsm

顏色：橘色、粉紅、藍色



個人防護裝備





高風險貼條隔離衣

在PP紡粘不織布上塗佈一層PE膜，提供優異的防水與阻絕微生物功能

採用貼條設計的超聲波焊接或熱封接縫，可提供高靜水壓和流體衝擊性能

通過AAMI 第4等級之檢測標準

材料成分：55% 聚丙烯纖維/
45% 聚乙烯纖維

面料重量：36gsm

顏色：黃色

尺寸：單一尺寸

拋棄式隔離衣

SMS材質具透氣性，亦具防水性
附有腰部繫帶

通過AAMI 第2等級之檢測標準

材料成分：100% 聚丙烯纖維，
SMS三層不織布

面料重量：25gsm

顏色：黃色

型號號碼：IL-2025-YK



拋棄式手術衣

SMMS四層不織布，防水透氣
具有抗酒精和抗靜電處理功能
靜水壓力測試達到50厘米及以上
超聲波焊接和熱封接縫

頸部和腰部繫帶，確保安全

舒適的針織袖口

採每件單一包裝，50包1箱

材料成分：100% 聚丙烯纖維
面料重量：50gsm

顏色：黃色/藍色

尺寸：XS - 3XL



拋棄式牙科檢查服

由透氣和防水的SMS材料製成
腰部繫帶，使用者可藉此調節合身程度
採針織袖口設計

材料成分：100%聚丙烯纖維，SMS三層不織布
面料重量：25gsm
顏色：白色/黃色
尺寸：單一尺寸



拋棄式實驗袍

採用SMS材料製成，透氣，防水，防靜電
採用傳統領口和針織袖口設計

材料成分：100%聚丙烯纖維，SMS三層不織布
面料重量：35gsm
顏色：淺藍色
尺寸：M - 4XL



拋棄式保暖夾克

採用柔軟的不織布材料，白色針織袖口
正面採按扣設計

材料成分：100%聚丙烯纖維
面料重量：45gsm - 60gsm
顏色：藍色/綠色
尺寸：XS - 5XL



拋棄式刷手服

由透氣和防水SMS材料製成
抗靜電功能的特殊處理
前胸1個口袋，腰部2個口袋

材料成分：100%聚丙烯纖維，SMS三層不織布
面料重量：35gsm
顏色：藍色
尺寸：標準尺寸/X - L

拋棄式帽套

由透氣、防水的PPSB製作而成
蓬鬆外型，採常見鬆緊帶方式固定在頭部周圍
採1盒100件包裝，1箱1,000件

材料成分：100%PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）製成
面料重量：14gsm
顏色：白色/藍色/綠色
形式號碼：
CA1014W21 / 24 / 27：白色，21吋 / 24吋 / 27吋
CA1014B21 / 24 / 27：藍色，21吋 / 24吋 / 27吋
CA1014G21 / 24 / 27：綠色，21吋 / 24吋 / 27吋



拋棄式口罩

採用3層濾菌設計：PPSB特級不織布+特級MB過濾層
+PPSB特級不織布
細菌過濾效率（BFE）達95%以上
次微米粒子防護效率達80%以上
通過合成血液穿透性80mmHg水平噴射測試
壓差（mmH₂O/cm²）達4以下

材料成分：100%PP
顏色：綠色/藍色
包裝方式：50片/1盒，40盒/1箱





拋棄式連身防護衣

在PPSB上塗佈一層PE膜
透氣但不會透水
通過合成血液穿透阻力測試
面罩式設計提供全面保護
袖口與褲管採鬆緊帶式設計

材料成分：PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）上塗佈一層PE膜
面料重量：60gsm
顏色：白色或其他顏色
尺寸：XS - XXXL



拋棄式鞋套

防滑鞋套/
重污型鞋套/
防水防滲靴套

材料成分：100%PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）上塗佈一層PE膜
面料重量：35gsm、50gsm、70gsm
顏色：淺藍色
形式號碼：
SC1035-R：一般尺寸
SC1035-XL：特大尺寸

拋棄式擔架布

拋棄式擔架布節省了洗滌的時間與費用
用於移動病患
有助於減少交叉感染

材料成分：100%PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）
面料重量：90gsm
顏色：深藍色
尺寸：一般尺寸、加大尺寸



拋棄式床單

一次性使用
具防水功能
適合於標準和大型的擔架與輪床
四邊採鬆緊帶+深角袋設計
可減少洗滌支出

材料成分：100%PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）
面料重量：50gsm
顏色：白色
尺寸：一般尺寸、加大尺寸



拋棄式靴套

PPSB上塗佈一層PE膜，不透氣也不滲透液體
超聲波焊接接縫，避免血液和液體穿過細小孔隙
靴底上防滑處理提供更多摩擦力
附有以超聲波焊接到靴面的繫帶

材料成分：100%PPSB（聚丙烯纖維紡粘技術）
上塗佈一層PE膜

面料重量：48gsm
顏色：藍色
形式號碼：
SC4048WAB-R 白色，一般尺寸
SC4048WAB-XL 白色，特大尺寸
SC4048WAB-R 藍色，一般尺寸
SC4048WAB-XL 藍色，特大尺寸



床單與毯子





條紋毯子

條紋花紋

頂部和底部有1英吋的捲邊

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：260gsm±5%

顏色：黃色/樹莓色/藍色/綠色

尺寸：180x260公分



雙色毯子↑


材料成分：100% 聚酯纖維
 防焰測試標準：BS EN ISO12952
 面料重量：369gsm±5%
 顏色：樹莓色/藍色/綠色
 尺寸：168x244公分



洞洞保暖毯↓

雙邊附有捲邊
 內含防焰紗線
 材料成分：100%防焰聚酯纖維
 防焰測試標準：BS EN ISO12952
 面料重量：231gsm±5%
 顏色：樹莓色/綠色/藍色/黃色
 尺寸：165x210公分

雙邊附有捲邊
 不含防焰紗線
 材料成分：55%棉/45%聚
 酯纖維
 面料重量：300gsm±5%
 顏色：亮白色
 尺寸：168x224公分





厚毛毯

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：271gsm±5%

顏色：白色/染其他顏色

尺寸：178x269公分



毛毯

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：148gsm±5%

顏色：未漂白之白色

尺寸：178x230公分



菱形格毛毯

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：263gsm±5%

顏色：白色/染其他顏色

尺寸：190x264公分

床單與毯子



藍條紋毛毯

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：212gsm±5%

顏色：白色

尺寸：178x224公分



搬運布

材料成分：100%棉

面料重量：252gsm±5%

顏色：未漂白之白色

尺寸：137x183、137x206、137x230公分



浴毯

- 1.4磅毯
- 未漂白

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：160gsm±5%

顏色：未漂白之白色

尺寸：178x230、168x230公分



毛毯

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

面料重量：360gsm±5%

顏色：白色

尺寸：188x264公分



保暖毯

四週附有捲邊

材料成分：100%防焰聚酯纖維
防焰測試標準：BS EN ISO12952
面料重量：200gsm±5%
顏色：淺藍色/綠色/淡紫/粉紅
尺寸：180x210公分

四週附有滾邊

材料成分：100%防焰聚酯纖維
防焰測試標準：BS EN ISO12952
面料重量：260gsm±5%
顏色：淺藍色/綠色/淡紫/粉紅
尺寸：156x190公分



加厚保暖毯

更厚重的保暖毯

材料成分：100%防焰聚酯纖維
防焰測試標準：BS EN ISO12952
面料重量：360gsm±5%
顏色：藍色
尺寸：168x214公分



床單 & 枕頭套

T140：114gsm±5%

T180：105gsm±5%

T250：125gsm±5%

材料成分：55%棉/45%聚酯纖維

床單尺寸：168x292、168x274、168x264公分

枕頭套尺寸：107x81、107x86公分




洞巾

材料成分：100%棉

面料重量：150 - 160gsm

顏色：綠色

TTA抗菌抗病毒系列產品



TTA 抗菌抗病毒系列產品

TTA 是什麼

TTA是一種新型奈米複合材料，它可以在物體表面上形成一層保護膜，因大小僅有奈米等級，平均立徑小於病毒細菌，能極大化防護作用面積；當物體遇到細菌或病毒時，這層高機能性功能保護膜，會激活形成高活性的氫氧自由基，可抑制病毒及細菌生長，達到最佳的抑制效果；除了提昇抗菌抗病毒效率，也能同時消除甲醛等有害氣體。



通過各大國際實驗室效果測試認證

食品級無毒害證明	A型流感H1N1 腸病毒	抑制呼吸道融合性病毒 抑制結核菌、成人幹細胞毒性測試	食品級無毒害證明
美國FDA	美國MicroBac	台灣醫學中心	台灣SGS
食品工業研究所	行政院衛福部指定檢驗所	成大微奈米科技研究中心	
退伍軍人菌 MRSA (抗藥性病菌) 肺炎鏈球菌	皮膚毒性測試	口服毒性	

TTA可應用於美德醫療旗下各種產品



各類刷手服/護士服



各類隔離衣/防護衣



各類床單/毯子



www.medtecs.com

